



感染リスクの軽減

経腸・排液ラインを開放することなく、ライン内アクセスが可能で大型三方活栓です。

流路径が大きく目詰まりが起きにくいので、スムーズな注入やドレナージが可能になります。洗浄時もラインの切り離しの必要がなく、安全で簡単・清潔です。

誤接続対策に

ポート部がカテーテルチップシリンジ専用なので、血管系ラインとの区別が明確になり、誤注入対策になります。

付属の汎用アダッチメントを使用することで、市販の誤接続防止用輸液セットの接続が可能です。

経腸ライン・排液ライン用 大型三方活栓

icumedical
human connections



M9000R
(赤キャップ)



M9000-S
(青キャップ)

ロペツバルブ (旧規格)

医療機器届出番号: 13B1X10218000001

本体: ポリカーボネート
 バルブコア: ポリエチレン
 汎用アダプター: 塩化ビニル
 入数: 50個 / 箱

⚠️ ご注意

M9000R及びM9000-Sは、ISO 80369-3 非準拠の旧規格品です。

経腸ライン使用時は、医師の指示の下で誤接続に十分注意してください。

製造販売元:

We offer you everything from A to Z.
AZTECH アズテック
 株式会社

URL: <https://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒101-0021
 東京都千代田区外神田4-7-7
 TEL.03-3526-2122
 FAX.03-3526-2123

大阪営業所 TEL.06-4397-4868
 福岡営業所 TEL.092-573-0016

