



感染リスクの軽減

経腸・排液ラインを開放することなく、ライン内アクセスが可能で大型三方活栓です。

流路径が大きく目詰まりが起きにくいので、スムーズな注入やドレナージが可能になります。洗浄時もラインの切り離しの必要がなく、安全で簡単・清潔です。

誤接続対策に

ポート部がカテーテルチップシリンジ専用なので、血管系ラインとの区別が明確になり、誤注入対策になります。

付属の汎用アダプターを使用することで、市販の誤接続防止用輸液セットの接続が可能です。

経腸ライン・排液ライン用 大型三方活栓

icumedical
human connections



ロペツバルブ®

医療機器届出番号: 13B1X10218000001

本体: ポリカーボネート
 バルブコア: ポリエチレン
 汎用アダプター: 塩化ビニル
 入数: 50個 / 箱

⚠️ **ご注意** M9000R及びM9000-Sは、ISO 80369-3非準拠なので、2022年12月から経腸ラインにはご使用できません。

製造販売元:

AZTECH **アズテック株式会社**
 URL: <https://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒101-0021
 東京都千代田区外神田4-7-7
 TEL.03-3526-2122
 FAX.03-3526-2123
 大阪営業所 TEL.06-6442-1405
 福岡営業所 TEL.092-573-0016



環境に配慮した植物油インキを一部に使用しています。 21118