

血液・蛋白の凝固防止に!

一次洗浄廃止に
各種洗浄処理の
簡素化に

ソプレ

凝固防止で洗浄を容易に

細管内腔用特殊ノズル

無泡性で扱いやすい



界面活性剤
を使用して
いません

シュッと
かけるだけの
簡単前処理



SP-4000

SP-500E

手あかや油汚れもサッと落とします

界面活性剤を含まず環境にやさしい





主な用途

被洗浄物の前処理・機械台の清拭・床の血液/
蛋白の除去・シンク周りや戸棚の清拭

使い方はとても簡単！シュッとかけるだけ

- 汚染物にまんべんなくスプレーしてください。
- SP-4000(4ℓボトル)は、SP-500Eの詰め替え用としてもお得です。

主な仕様

外 観	特 長	入り数 / ケース
SP-500E 	持ち運びに便利なハンディタイプ。	500ml×12本/1 ケース
SP-4000 	徳用タイプ。 SP-500Eの詰め替え用としても。	4ℓボトル×2本 / 1ケース

※ 商品は改良のため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。

成分：電解アルカリ水

⚠️ ご注意

人体に有害な成分は使用しておりませんが、下記事項には注意して使用してください。

- 使用時には、汚染物による感染を防止する為に、防護具を使用してください。
- 金属は、種類によって腐食する場合があります。事前にテストしてから使用してください。
- 目や口に入った場合は、十分な流水で洗い流してください。